



# *Gaminių Katalogas*

## 2025

**TVIRTINU:**  
**Direktorius**  
**Gintaras Kviecinskas**  
**2025.03.24**

**Publikuojamas:**

<http://www.ortosprendimai.lt/gaminiai/katalogas.html>



#### **AD10-1**

##### **Techninis aprašymas:**

*Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl įgimto ar įgyto kojos ar pėdos apimties padidėjimo. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.*

*Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į indikacijas:*

- reguliuojamasis užsegimas;
- kietos tarpinės detalės: noselė, liežuvis, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti

#### **AD4-1**

##### **Techninis aprašymas:**

*Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 3 iki 6 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.*

*Avalynės konstrukcijos ypatybės:*

- ant įdėklo ir (ar) pado, ir (ar) pakulnio suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti

#### **AD2-1**

##### **Techninis aprašymas:**

*Pagal užsakymą vienai kojai gaminama nesudėtinga suaugusiųjų avalynė, kai kitai kojai gaminama individuali ortopedinė avalynė. Skirta kojos protezui arba nuolat dėvimam kojos įtvarui*

#### **AD6-1**

##### **Techninis aprašymas:**

*Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 6 iki 9 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.*

*Avalynės konstrukcijos ypatybės:*

- ant įdėklo ir (ar) pado suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- pirštų pakyla;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, aulais su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pagal poreikį pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti



### AD9-1

#### Techninis aprašymas:

Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta Šoparo ar Pirogovo būdu amputuotai pėdai. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:

- dvigubas (batviršio ir įdėklo) priekinis fiksavimas;
  - bate užpildyta trūkstamoji priekinė pėdos dalis, sąlyčio su bige vieta paminkštinta;
  - jei reikia, aulas su kieta čiuornos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
  - jei reikia, pakietintas padas lankstumui riboti;
  - jei reikia, pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti;
  - jei reikia, pakulnis su amortizuojančiu intarpu

### AD15-1

#### Techninis aprašymas:

Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta sergantiesiems cukriniu diabetu, kai yra komplikacijų. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>.

Avalynės batviršiui gaminti naudojamos minkštos medžiagos ir (ar) oda (tik natūrali). Noselę ir užkulnį standinančios detalės gaminamos iš minkštos termoplastinės medžiagos arba šios detalės paminkštinamos. Avalynės įdėklas gaminamas iš minkštų ir vidutinio kietumo medžiagų ar jų derinių, 6–12 mm storio<sup>5</sup>, su įdubomis (užpildytomis specialiomis medžiagomis), tokiu būdu sumažinant spaudimą ir tolygiai paskirstant pėdai tenkantį krūvį. Jei reikia, po padu ir (ar) pakulniu suformuojamas volelis žingsniui palengvinti

### AD5-1

#### Techninis aprašymas:

Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl sudėtingos pėdos deformacijos. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į funkcinis reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio:

- aulas su kieta čiuornos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- kietos tarpinės detalės: noselė ir (ar) liežuvis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado pakietinimas lankstumui riboti;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę;
- pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti

### AD5-2 (Tik vaikams)

#### Techninis aprašymas:

Individualiai gaminama vaikiška ortopedinė avalynė, skirta sudėtingai pėdos deformacijai koreguoti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)<sup>4</sup>. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į funkcinis reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio:

- aulas su kieta čiuornos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- kietos tarpinės detalės: noselė ir (ar) liežuvis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę;
- pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti



### **AD3-1**

*Techninis aprašymas:*

*Individualiai gaminama nesudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta pėdos deformacijai koreguoti.*

*Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.*

*Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į pėdos deformaciją:*

- išlyginamas kojų ilgio skirtumas iki 3 cm;*
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;*
- aukštesnis nei 1,2 cm supinatorius, aukštesnis nei 0,4 cm pronatorius;*
- jei reikia, paaukštinta trumpa noselė;*
- jei reikia, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;*
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija;*
- jei reikia, pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu*

### **AD3-2**

*Techninis aprašymas:*

*Individualiai gaminama nesudėtinga vaikiška ortopedinė avalynė, skirta pėdos deformacijai koreguoti.*

*Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.*

*Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į pėdos deformaciją:*

- išlyginamas kojų ilgio skirtumas iki 3 cm;*
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;*
- aukštesnis nei 0,8 cm supinatorius; aukštesnis nei 0,2 cm pronatorius;*
- jei reikia, pailginta tarpinė noselės detalė;*
- jei reikia, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;*
- jei reikia, pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu*



**Vaikiška Avalynė**

*Gaminami individualiai, pagal mažųjų išmatavimus bei poreikius. Galimos įvairios spalvos, modelio modifikacijos.*

*Modeliai tinkami AD3-2 ir AD5-2 avalynei gaminti.*



***Modelis: Tadas***  
***Dydžiai: 22-38***



***Modelis: Urtė***  
***Dydžiai: 22-37***



***Modelis: Kajus***  
***Dydžiai: 22-37***



***Modelis: Nikita***  
***Dydžiai: 22-37***



Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*

**Vyriška Avalynė**

*Individuali avalynė, pagal gydytojo nurodymus, techniko įvertinimą ir paciento pageidavimus.*

*Yra spalvų, odos, padų įvairovė.*

*Pagal poreikį, galimos modelio modifikacijos.*

*Modeliai tinkami:*

*AD2-1, AD3-1, AD4-1, AD5-1, AD6-1, AD9-1, AD10-1 ir AD15-1 tipų avalynei gaminti.*



***Modelis: Joris***

***Dydžiai: 35-45***



***Modelis: Nojus***

***Dydžiai: 35-48***



Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



***Modelis: Emilis***  
***Dydžiai: 35-47***



***Modeliai: Benas***  
***Dydžiai: 35-47***





Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



*Modelis: Ignas*  
*Dydžiai: 35-47*



*Modelis: Justas*  
*Dydžiai: 35-47*





Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



**Modelis: Linas**  
**Dydžiai: 35-45**



**Modelis: Stasys**  
**Dydžiai: 35-48**



**Moteriška Avalynė**

*Individuali avalynė, pagal gydytojo nurodymus, techniko įvertinimą ir paciento pageidavimus. Yra spalvų (spalvos gali skirtis nuo pavaizduotų kataloge), odos, padų įvairovė. Pagal poreikį, galimos modelio modifikacijos.*

*Modeliai tinkami: AD2-1, AD3-1, AD4-1, AD5-1, AD6-1, AD9-1, AD10-1 ir AD15-1 tipų avalynei gaminti.*



***Modelis: Rusnė***  
***Dydžiai: 35-42***



***Modelis: Ramunė***  
***Dydžiai: 35-42***



Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



**Modelis: Emilija**  
**Dydžiai: 35-45**



**Modelis: Audra**  
**Dydžiai: 35-42**



**Modelis: Dalia**  
**Dydžiai: 35-42**



Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



***Modelis: Smiltė***  
***Dydžiai: 35-39***



***Modelis: Klara***  
***Dydžiai: 35-42***



Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



***Modelis: Viltė***  
***Dydžiai: 35-42***



***Modelis: Goda***  
***Dydžiai: 35-42***





Ortopedijos sprendimai  
*Mėgaukis kiekvienu žingsniu!*



***Modelis: Liepa***  
***Dydžiai: 35-42***



***Modelis: Liepa***  
***Dydžiai: 35-42***